
Metric 301 Digital Thermometer
Návod k použití

⚠ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Použití tohoto přístroje nenahrazuje návštěvu lékaře.
2. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.
3. Při nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu se považuje použití přístroje za nesprávné.
4. Neměřte si teplotu dříve než třicet minut po sprchování, cvičení, požívání stravy a tekutin.
5. Do úst a do konečníku zasouvejte teploměr jemně a pozvolna.
6. Neupusťte přístroj, není nárazuvzdorný.
7. Nevyvářejte sondu. Přístroj čistěte suchým hadříkem. Na čištění sondy použijte lékařský líh (95%).
8. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu ani vysokým teplotám.
9. Neohýbejte přístroj.
10. Nekousejte do přístroje.
11. Pokud přístroj ukazuje „LL“, znamená to, že nepracuje správně. Kontaktujte prodejce.

POPIS ČÁSTÍ




TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Měřicí rozsah:	32,0 °C – 43.0 °C
Přesnost měření:	±0.2 °C: 32.0 °C – 35.4 °C ±0.1 °C: 35.5 °C – 42.0 °C ±0.2 °C: 42.1 °C – 43.0 °C
Jednotka zobrazovaná na displeji:	0,1 °C
Baterie:	Jedna knoflíková baterie (LR41) 1,55 V
Spotřeba:	0,15 mW v režimu měření
Životnost baterie:	Více než 200h nepřetržitého provozu
Hmotnost:	Přibližně 12 g i s baterií
Rozměry:	125 mm x 16,45 mm x 9,8 mm
Skladovací teplota:	-25 °C – 55 °C
Provozní teplota:	10 °C – 35 °C

VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud je baterie téměř vybitá, na LCD displeji ① se objeví symbol „▮“.



1. Sejměte kryt baterie.
2. Opatrně vyndejte baterii z držáku za pomoci špičatého předmětu.
3. Vložte novou baterii (L41) tak, aby byl symbol „+“ na vrchu.
4. Při výměně baterií dbejte na to, aby nebyla poškozena pečeť.

⚠ Nenabíjejte baterii!
⚠ Nepolykejte baterii, může to být smrtelné!
⚠ Nevhazujte baterii do ohně, může explodovat!
⚠ Nerozebírejte přístroj, pokud nevyměňujete baterii!

OBSLUHA

1. Zmáčkněte tlačítko ②. Poté se přibližně na 2 sekundy na displeji ① objeví symbol 188.8. V tuto chvíli probíhá test displeje* a také vnitřní test funkčnosti.
2. Po zapnutí teploměr nejprve po dobu přibližně 2 sekund ukazuje poslední naměřenou hodnotu.
3. Poté se na displeji ① objeví „Lo“. Teploměr je připraven k měření.
4. Během měření teploty na LCD displeji ① neustále bliká symbol „°C“.
5. Po doporučené době měření, která se u různých osob může lišit, symbol „°C“ přestane blikat a ozve se zvuková signalizace. Nyní teploměr ukazuje konečnou teplotu.
6. Změřená teplota zůstane na displeji až do vypnutí přístroje.
7. Vypněte teploměr zmáčknutím tlačítka ②. Vypínejte teploměr ihned po použití, prodloužíte tak životnost baterie. Jinak se teploměr automaticky vypne po 10 minutách nepoužívání.

⚠ Pokud tělesná teplota překročí 37,8 °C, ozve se zvuková signalizace v podobě třech krátkých zapípnutí.

⚠ Pokud není teploměr po zvukové signalizaci vyjmut z měřeného místa např. ústa, podpaží, zobrazená teplota bude mírně kolísat. Prosíme dodržujte minimální doporučenou dobu měření, zejména při měření teploty v podpaží. Minimální doporučenou dobu měření najdete v tomto návodu v sekci spolehlivé metody měření.


*Tato činnost je používána ke kontrole jednotlivých segmentů LCD displeje ①, které se mají zobrazit.

Cemio 09/09

SPOLEHLIVÝ ZPŮSOB MĚŘENÍ TEPLOTY

Ranní tělesná teplota (nižší) se bude od večerní tělesné teploty (vyšší) lišit. Prosím měřte si tělesnou teplotu vždy na stejném místě na těle a ve stejný čas.

Měření v ústech



ORÁLNÍ METODA


√ = správné oblasti
x = nesprávné oblasti

Způsob měření	Čas měření (přibližně)	Běžné rozpětí teploty v oblasti	Poznámka
Orální (v ústech)	1–2 min.	35,5 °C – 37,5 °C	Umístěte sondu pod jazyk. Špička sondy by měla být tak daleko pod jazykem, jak je to jen možné. Držte teploměr na stále stejném místě a se zavřenými ústy. Nehýbejte s teploměrem během měření.
Rektální (v konečníku)	1 min.	36,6 °C – 38 °C	Toto je nejspolehlivější způsob měření. Pro snadnější vložení namažte sondu gelem rozpustným ve vodě. Nepoužívejte olejové gely. Jemně zasuňte sondu do konečníku do hloubky cca 1 cm. Pokud cítíte jakýkoliv odpor, přestaňte zasouvat.
Axilární (v podpaží)	2–3 min.	34,7 °C – 37,3 °C	I když je způsob měření v podpaží jednodušší, má své nevýhody. Je méně přesný a trvá delší dobu. Před měřením se ujistěte, že je podpaží suché. Po zaznění zvukového signálu umístěte teploměr do podpaží měřené osoby na 1–2 minuty tak, aby špička sondy směřovala směrem nahoru. Sevřete pevně paži tak, aby držela teploměr na místě.

⚠ Pokud zřejmě máte horečku a hodláte si měřit teplotu v ústech, v konečníku nebo v podpaží, ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny ze sekce Bezpečnostní pravidla tohoto návodu.

VYSVĚTLENÍ ČÍSLA LOT

Datum výroby je zahrnuto v čísle LOT. které má 5 číslic. První číslice znamená rok (0-9). Druhá číslice znamená měsíc (leden – září: 1-9, říjen: A, listopad: B, prosinec: C). Třetí a čtvrtá číslice znamenají datum (1-31). Poslední číslice znamená pořadí šarže v měsíci.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Pokud je nutné kontinuální přeměřování, před každým použitím čistěte přístroj lékařským lihem (95%) a poté otřete čistým a suchým hadříkem (lékařskou bavlnou).
2. Doporučujeme zkontrolovat přesnost přístroje certifikovanou laboratoří každé dva roky.

LIKVIDACE

1. Prosíme, likvidujete odděleně přístroj a baterii.
2. Přístroj ani baterie by neměly být likvidovány spolu s domácím odpadem.
3. Prosíme, dodržujte místní nařízení o likvidaci baterií/odpadu.

ZÁRUKA

Záruka tohoto teploměru je poskytována po dobu 2 let od data nákupu. Přístroj lze reklamovat pouze z důvodu výrobních vad a za podmínek běžného používání stanovených v návodu. Pokud váš přístroj nefunguje kvůli vadným součástkám nebo montáži, zdarma vám ho opravíme. Záruka se vztahuje na všechny části přístroje kromě baterie a škod na přístroji způsobených nesprávným zacházením.

POUŽITÉ STANDARDY

1. MDD 93/42/EEC
2. IEC60601-1:1990
3. IEC60601-1-2:2007
4. EN12470-3:2000
5. ASTM E1112:98

CE 0197

Výrobce: Pro Cemio Switzerland AG vyrábí Geon Corp. No. 12, Gung Ye Road, Hsi Hu, Chang Hwa Hsien, Taiwan
Zastoupení v EU: Mym Soporte Tecnico y de Calidad, S.L. Avda. De Los Rosales, 32, 28935 Mostoles (Madrid), Spain

Oficiální název výrobku: Cemio Metric Teploměr Digitální